

203 / 208 / 213

Mesa de cirugía Fluoroscópica



SURMED

equipamiento médico

www.surmed.com.ar



Descripción

La **D.I. 203/208/213** es una **mesa de cirugía fluoroscópica** que reúne las condiciones necesarias para cubrir las amplias demandas que existen en los quirófanos de hoy en día. Está diseñada especialmente para el uso del **Arco en "C", Intensificador de Imagen y cirugía Videolaparoscópica**.

Los movimientos del modelo D.I. **208** son **mecánicos e hidráulicos** y tienen comandos cefálicos o laterales, según pedido. Los movimientos de la **203** y **213** son **eléctricos** y se realizan por medio de 3 actuadores eléctricos marca LINAK, de 24V de origen estadounidense, con control remoto. La D.I. **213** posee además **fowler eléctrico** (ascenso y descenso del respaldo)

Su diseño, y el de sus accesorios, son el resultado de la cooperación entre nuestros técnicos y distintos especialistas médicos. El mantenimiento de la D.I. 203/213/208 es muy sencillo de realizar y poco costoso.

La D.I. 203/213/208 posee una serie de anclajes que permite adosarle gran cantidad de **accesorios** útiles para las distintas especialidades quirúrgicas (ginecología, urología, traumatología -contamos con un kit adosable a la mesa-, etc.)

Posee un **sector podálico** que se extrae fácilmente y dividido en mitades (split) que se abren 90° y suben y bajan en forma independiente.

Tiene un cabezal plano de altura regulable y con gran capacidad de giro.

El respaldo y el sector podálico "split" se hallan montados sobre **resortes hidroneumáticos**, que ayudan al personal a acomodar al paciente con poco esfuerzo.

La **base**, pesada y en "H", le da gran estabilidad y facilita la circulación de los profesionales a su derredor. Por otra parte esta base posee rodamientos para el desplazamiento de la Mesa (que facilita la higiene del quirófano) y un sistema de freno, a pedal, para su fijación.

La D.I. 203/213 se mueve con eficientes **motores eléctricos de origen estadounidense y de bajo voltaje**. Estos motores se comandan con un control remoto y tienen **3 años de garantía**.

La D.I. 203/213/208 permite realizar todas las prácticas de videolaparoscopia abdominal sin excepciones.

Posee, además, un túnel para Rx, que se extiende de un extremo al otro de la Mesa por si no está disponible el Arco en "C".

Los movimientos que se logran en forma eléctrica (203 y 213) o mecánica (208) son: **Trendelenburg, Trendelenburg invertido, Lateralidad derecha e izquierda, Ascenso y Descenso**.